

## Kaniula Endoskopowa (Histeroskopowa)

Kaniula Endoskopowa (Histeroskopowa) firmy MedGyn jest jednorazową kaniulą do przedoperacyjnej i pooperacyjnej obserwacji macicy.



### Funkcje i korzyści diagnostyczne

- Sterylne, jednorazowego użytku, wysoce wytrzymałe, lekkie, odporne na wodę kaniule 6mm, 7mm, 8mm, i 9mm
- Wysokiej rozdzielczości system optyczny eagle-eye
- Umożliwia wgląd w całą jamę macicy
- Anatomicznie zaprojektowana dwufunkcyjna kaniula: infuzja i odsysanie płynu
- Kaniula jest połączona ze źródłem światła i monitorem 8"
- Doskonałe narzędzie diagnostyczne w przypadku nieprawidłowego krwawienia z macicy, niepłodności, polipów macicy i mięśniaków, podejrzenia raka macicy lub raka szyjki macicy, powtarzających się poronień i wad rozwojowych macicy
- Stacja robocza obejmuje kaniulę, monitor i składany stojak stołowy
- Dostępna jest również wersja z prostym mobilnym stojakiem podłogowym




Monitor ze stojakiem stołowym na kaniulę endoskopową



Kaniula endoskopowa



# Produkty godne zaufania w trosce o kobiety



Monitor 8" LCD do Kaniuli endoskopowej

## Korzyści terapeutyczne

- Usuwanie polipów endometrialnych
- Usuwanie małych mięśniaków
- Usuwanie zrostów (Zespół Ashermana)
- Zakładanie i usuwanie wkładki wewnątrzmacicznej
- Dylatacja i Łyżeczkowanie

## Specyfikacja

Oświetlenie > 500 LX

Pole widzenia > 60 stopni

Rozdzielczość > 201 p/mm

Odległość robocza 170 mm

018145 Kaniula Endoskopowa (Histeroskopowa) MedGyn

018146 Stacja robocza z wózkiem podłogowym do Kaniuli Endoskopowej (Histeroskopowej) MedGyn

018147 Stacja robocza bez wózka podłogowego do Kaniuli Endoskopowej (Histeroskopowej) MedGyn

MEDGYN PRODUCTS, INC.  
100 W. Industrial Rd. Addison, IL 60101 USA  
t: 630.627.4105  
f: 630.627.0127  
toll-free: 800.451.9667  
e: [info@medgyn.com](mailto:info@medgyn.com)  
[www.medgyn.com](http://www.medgyn.com)

